

Высокоточные весы SHINKO (Япония)

Серия HT Standard Analytical аналитические лабораторные весы

Не требуют прогрева, обладают высокой воспроизводимостью результатов.
Обеспечивают комфорт и высокий уровень измерений.



Области применения: лабораторные исследования, медицина, фармацевтика и биотехнологии, химия и нефтехимия, машиностроение и микроэлектроника, оборонно-промышленный комплекс, ювелирное дело.

Технические характеристики:

Модель	HT 84RCE	HT 124RCE	HT 224RCE	HT 84CE	HT 124CE	HT 224CE
Артикул "Сапфир"	14380	под заказ	14146	под заказ		
Max, г	80	120	220	80	120	220
Min, г	0,01					
Дискретность, г	0,0001					
Класс точности	Специальный (I)					
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой					
Размер платформы	Ø 80 мм					
Калибровка	Внутренняя			Внешняя		
Интерфейс	RS232C					
Габариты, мм	290x200x306					
Вес, кг	≈2,9					

Основные функции и особенности весов серии HT:

- счетный режим
- процентное взвешивание
- измерение плотности
- статистическая функция
- поддержка протоколов GLP/GMP
- возможность взвешивания под весами
- Se-CAL, Easy RES



Высокая скорость отклика и стабильность показаний:

- быстрое начало работы (вход в рабочий режим за 1 минуту);
- высокая воспроизводимость результатов;
- быстрая стабилизация и устойчивая индикация;
- независимость от температуры окружающей среды;
- устойчивость к перегрузу (до 15 раз).

Яркий LCD дисплей. Дисплей с яркой подсветкой отображает информацию четко при любом освещении.

Функция "Se-CAL" сообщает о необходимости калибровки через заданный интервал времени или при температурных изменениях. Это гарантирует постоянное соответствие стандартам эксплуатации для получения высокоточных результатов измерения.

Функция Easy RES позволяет пользователю менять скорость ответа простым нажатием кнопки SET. Настройка скорости отклика под Ваш образец и условия.



Измерение плотности. Определение плотности возможно благодаря комплекту для измерения плотности (поставляется дополнительно), который подходит для работы с твердыми, жидкими, пористыми и вязкими веществами.

Легкая чистка весов. Порошки и жидкости часто остаются на поверхности весов и ветрозащите. Простота конструкции весов SHINKO HT позволит вам легко разобрать весы для чистки и снова собрать.

Подключение внешних устройств. Весы оснащены интерфейсом RS232C в стандартной комплектации с возможностью подключения к принтеру, ПК и другим устройствам. Вы можете сохранить результаты измерений как в печатной, так и в цифровой форме.

Сапфир – официальный дилер весов SHINKO

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311

Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41

С.-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777

shop@sapphire.ru www.sapphire.ru

